




155,44€

**Filtro Humidificador BACTERIANO/VIRICO, adulto Toma Capnografía, conexión Paciente retractil 15M-15F, codo bidireccional. Caja 20 unidades.**



280,36€

**MAPLESON C, Circuito anestesia semiabierto/polietileno inerte 10 mm., 1,8 mts.Long., Valvula APL/balón 2 lit. libre/ látex. Desechable. Caja 15 unidad**

El circuito Mapleson C, también conocido como circuito de Water, está especialmente indicado para la inducción anestésica y el mantenimiento en respiración espontánea con gases inhalatorios.

También puede utilizarse como circuito de reanimación y transporte de pacientes. El exclusivo diseño de la válvula permite ventilar al paciente con parámetros fiables, de acuerdo con las normas ISO 8835:

La resistencia al paso del flujo es inferior a 1 cm de H<sub>2</sub>O.

En ningún caso se rebasará una presión de 60 cm de H<sub>2</sub>O, con lo que se evitan las posibles lesiones por barotrauma.

En la transición desde la posición abierta a la posición cerrada la presión generada es progresiva, con posiciones intermedias, de modo que se alcanza de manera gradual y para cada flujo la presión máxima tolerada.

Recogida segura de gases:

La válvula tiene una salida estándar de 30 mm. a la que se puede adaptar un conector con un tubo para la recogida de los gases anestésicos espirados.

Bajo peso:

Que facilita al médico la manipulación del sistema y al paciente le evita una posible lesión por tracción del tubo endotraqueal.

Baja Compliance:

Con arreglo a la normativa ISO 5367.

Transparente:

Hace posible la visualización del interior del tubo previniendo una posible obstrucción del mismo. Producto Libre de Látex. Presentación Caja con 15 unidades. Iva 8% no incluido.